



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA




Catálogo de Servicios

ADM LABORATORY

Síguenos:   

+52 443 243 7048



ema 
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

ACREDITADO ME-63
ACREDITADO OP-57
ACREDITADO T-241
ACREDITADO M-278

Consulta el alcance acreditado en
www.admlaboratory.com

Catálogo Ed. 5 - Inicio de Vigencia: 02-07-2026

El uso del símbolo de acreditación de la **entidad mexicana de acreditación** es de uso exclusivo de **ADM LABORATORY S.A. DE C.V.**



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración de equipos de temperatura

Nuestros servicios de calibración de temperatura de contacto está acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) con el No: T-241 y están diseñados para evaluar el desempeño de tu equipo y brindar certeza en tus resultados.



- 35 a 130 °C

Alcance

ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO T-241

Dale clic al símbolo de
acreditación y consulta la CMC.

Consulta el alcance acreditado en
www.admlaboratory.com

Instrumentos que calibramos

TLD

Termómetro de lectura directa, con sensor de inmersión como:

- ☒ Termohigrómetros
- ☒ Termistores
- ☒ Termómetros digitales
- ☒ Termómetros de proceso
- ☒ Termómetros de doble sonda
- ☒ Termómetros de resistencia
- ☒ Termómetros análogos
- ☒ Termómetros bimetálicos
- ☒ Termopares
- ☒ Controladores de temperatura
- ☒ Termómetro de sensor

TLV

Termómetro de líquido en vidrio:

- ☒ Solución de Alcohol
- ☒ Solución de Mercurio

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración de equipos de masa

En ADM Laboratory contamos con servicio de calibración de masa, específicamente para instrumentos para pesar de funcionamiento no automático IPFNA's, y estamos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) con el No: M-278.



1 mg - 20 kg

Alcance

ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO M-278

*Dale clic al símbolo de
acreditación y consulta la CMC.*

Consulta el alcance acreditado en
www.admlaboratory.com

Instrumentos que calibramos

Equipos de pesaje



Balanzas analíticas

Alta resolución para laboratorio y procesos críticos.



Balanzas de precisión

Utilizadas en control de calidad y operación técnica.



Básculas

Aplicaciones industriales, comerciales y operativas.



Instrumentos de pesaje de laboratorio

Evaluación metrológica y desempeño operativo.

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración de equipos óptica

Los materiales de referencia UV-Visible son utilizados por laboratorios e industrias para verificar el desempeño de espectrofotómetros y asegurar la confiabilidad de sus mediciones.

ADM Laboratory ofrece servicios acreditados para la calibración de materiales de referencia utilizados en la evaluación de parámetros ópticos críticos, y estamos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) con el No: OP-57.



ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO OP-57

Consulta el alcance acreditado en
www.admlaboratory.com

Dale clic al símbolo de
acreditación y consulta la CMC.

Alcance de calibración

Transmitancia espectral regular

- ✓ Filtros de transmitancia neutra
- ✓ Filtros de transmitancia óptica certificada
- ✓ Vidrios ópticos de referencia
- ✓ Materiales de referencia para transmitancia UV-Vis

Alcance: τ : 0.63 % a 91.91 %
Longitud de onda: 340 nm a 750 nm

Absorbancia espectral regular

- ✓ Filtros de densidad neutra (Neutral Density Filters)
- ✓ Filtros de vidrio certificados para absorbancia
- ✓ Materiales de referencia de absorbancia UV-Visible
- ✓ Filtros SRM tipo NIST

Alcance: α : 0.036 6 a 2.200 1
Longitud de onda: 340 nm a 750 nm

Longitud de onda

- ✓ Óxido de Holmio (Holmium Oxide Glass Filter)
- ✓ Soluciones de Óxido de Holmio Didimio (Didymium Filter)
- ✓ Óxido de Neodimio

Alcance: 241.24nm a 879.29 nm
Ancho de banda espectral (ABE): 1, 2 y 5 nm.

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración de equipos mediciones especiales

Realizamos caracterización térmica y calificación de equipos controlados por temperatura, acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) con el No: ME-63, evaluamos el comportamiento térmico de equipos y sistemas utilizados en procesos críticos, determinando parámetros como estabilidad, homogeneidad, distribución de temperatura y desempeño operativo. Nuestros servicios ayudan a garantizar que los equipos mantengan las condiciones requeridas para la conservación de muestras, almacenamiento de productos, investigación y control de calidad.



-80 a 250 °C

Alcance

ema 
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO ME-63

Consulta el alcance acreditado en
www.admlaboratory.com

Dale clic al símbolo de
acreditación y consulta la CMC.

Refrigeradores Alcance: -5 °C a 15 °C

Evaluación de equipos utilizados para almacenamiento controlado de muestras, reactivos, medicamentos y productos sensibles a la temperatura.



Congeladores y Ultracongeladores Alcance: -80 °C a 0 °C

Determinación de condiciones térmicas para conservación de materiales biológicos, productos farmacéuticos y muestras de investigación.

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración de equipos mediciones especiales

Incubadoras

Alcance: 0 °C a 120 °C

Verificación de condiciones térmicas utilizadas en cultivos, investigación y procesos de laboratorio.



Hornos y Estufas

Alcance: 50 °C a 250 °C

Evaluación de uniformidad y estabilidad para procesos de calentamiento y secado.



Muflas

Alcance: 100 °C a 250 °C

Caracterización de equipos utilizados en tratamientos térmicos y análisis de laboratorio.



Baños líquidos (con o sin recirculación) Alcance: -35 °C a 250 °C

Evaluación de estabilidad y uniformidad térmica en sistemas de control de temperatura.



Servicios de calificación

Calificación de Diseño (CD)

Verificación documental de que el equipo cumple con los requisitos establecidos para su aplicación.

Calificación de Instalación (CI)

Confirmación de que el equipo fue instalado correctamente.

Calificación de Operación (CO)

Verificación de que el equipo opera conforme a sus especificaciones.

Calificación de Desempeño (CF o PQ)

Demostración de que el equipo cumple consistentemente con las condiciones requeridas para su uso.

¿Qué parámetros evaluamos?

Dependiendo del tipo de equipo y del servicio solicitado, pueden determinarse:

- ✓ Desviación respecto al punto de control
- ✓ Error o sesgo de medición
- ✓ Uniformidad espacial (homogeneidad)
- ✓ Uniformidad temporal (estabilidad)
- ✓ Tiempo para alcanzar estabilidad
- ✓ Tiempo de recuperación después de una perturbación
- ✓ Perfil térmico
- ✓ Valores máximos, mínimos y promedio
- ✓ Pendiente de calentamiento

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Calibración

Por trazabilidad a patrones nacionales



Óptica

- Refractómetros

Materiales de referencia

- Medidores de PH



Tiempo y frecuencia

- Centrífugas

Mediciones Especiales

- Termocicladores
- Centrífugas refrigeradas
- Digestores



+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA



Verificaciones



Balanzas

Termómetros

- Lectura directa
- Líquido en vidrio



Materiales de referencia

- Filtros de densidad óptica neutra
- Filtros de óxido de holmio (solución o vidrio)
- Filtros de óxido de didimio (solución o vidrio)

Mediciones Especiales



+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

¿Por qué trabajar con ADM Laboratory?



Atención personalizada y empática

En ADM LABORATORY, entendemos que cada cliente tiene necesidades únicas. Nuestro equipo brinda una atención personalizada, asegurando que cada detalle sea escuchado y atendido con empatía y profesionalismo.



Resultados confiables y eficientes

Nos enfocamos en proporcionar resultados de calibración precisos, sin comprometer la eficiencia. Sabemos que necesitas equipos confiables para mantener tus procesos a la altura de los estándares de calidad.



Compromiso con la entrega en tiempos justos

Cumplir con los plazos prometidos es una prioridad para nosotros. Nos aseguramos de que tus equipos estén listos para volver al trabajo en el momento que los necesites, evitando interrupciones innecesarias.



Flexibilidad que se adapta a tus procesos

Nos adaptamos a tus horarios y necesidades operativas, ofreciendo soluciones de calibración que encajan sin problemas en tu flujo de trabajo, evitando contratiempos.

Contacto:

(443) 243 7048

contacto@admlaboratory.com

Calle Alemania 169, Villa Universidad,
C.P. 58060, Morelia, Mich.

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Mantenimiento



¿Qué es el mantenimiento preventivo?

El mantenimiento preventivo es tu mejor aliado para evitar fallas inesperadas. Incluye inspecciones periódicas, ajustes y limpieza de tus equipos, asegurando su funcionamiento continuo y reduciendo costos a largo plazo. ¿El resultado? Menos tiempo perdido, mayor productividad y la tranquilidad de saber que tus instrumentos están siempre listos para trabajar.

¿Se puede evitar el mantenimiento correctivo?

¡Por supuesto! La mayoría de las fallas se pueden prevenir con un programa regular de mantenimiento preventivo. Es la mejor manera de garantizar la longevidad de tus equipos, evitar gastos imprevistos y mantener la calidad

Ofrecemos mantenimiento para:

- *Equipo de laboratorio*
- *Equipo de medición*
- *Equipo doméstico*

¡Nuestra plataforma te puede **notificar** sobre los **próximos mantenimientos** de tus equipos!



+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Mantenimiento



Volumen

- Micropipeta monocanal
- Micropipeta multicanal
- Pipeteador o rotafiller
- Buretas

Masa

- Balanza (digitales y analógicas)
- Básculas (digitales y analógicas)
- Balanza de pesa deslizante

Alcance: de 1 mg a 20 kg



Óptica

- Lector de Elisa
- Espectrofotómetro UV/Vis
- Refractómetros

Mediciones especiales

- Refrigerador
- Ultracongelador
- Medio térmico
- Incubadora
- Incubadora de CO₂
- Mufla
- Estufa
- Horno
- Congelador vertical
- Congelador horizontal
- Termociclador



+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com



ADM LABORATORY

TU REFERENCIA CON CALIDAD Y CONFIANZA

Mantenimiento

Otros equipos:

- Centrífuga normal
- Centrífuga refrigerada
- Centrifugación
- Turbidímetro
- Stomacher
- Estereomicroscopio
- Lavador de placas
- Parrilla eléctrica
- Microscopio 4 oculares
- Microscopio óptico
- Microscopio digital
- Congeladores
- Agitador orbital
- Agitador magnético
- Agitador con placa de calentamiento
- Agitador vertical
- Agitador vórtex
- Agitador mecánico
- Baño maría
- Termobalanzas
- Contador de colonias
- Medidor de pH
- Analizador de química clínica



**NOTA: Si no encuentras tu equipo,
envíanos tus datos y evaluamos tu
solicitud.**

Contacto:

(443) 243 7048

contacto@admlaboratory.com

Calle Alemania 169, Villa Universidad,
C.P. 58060, Morelia, Mich.

+52 443 243 7048



www.admlaboratory.com